



AEGIS LIFESCIENCES

PROTECTION THROUGH PERFECTION

CE
2460

FDA
REGISTERED FACILITY

ISO
13485

MDSAP
REGISTERED FACILITY

SOMOS
CLAVE
CUANDO LOS
HEMOSTÁTICOS
IMPORTAN

Aegis Lifesciences, fundada en el año 2008, es líder global en la fabricación y exportación de todos los tipos principales de hemostáticos.


Contamos con certificaciones internacionales como CE 2460, MDSAP e ISO 13485 en sistemas de gestión de calidad. Exportamos a más de 100 países, incluyendo regiones altamente reguladas como Europa (CE), Estados Unidos, Canadá, Brasil (ANVISA), Reino Unido, Rusia, Medio Oriente, entre otros.

MISIÓN

Mejorar la calidad de vida de los pacientes en todo el mundo desarrollando y fabricando dispositivos médicos innovadores, de alta calidad y a precios accesibles.

VISIÓN

Ser el proveedor global número uno en productos y tecnologías hemostáticas.





SURGISPON®
ESPONJAS HEMOSTÁTICAS ABSORBIBLES



Surgi-ORC®
HEMOSTÁTICOS DE CELULOSA REGENERADA OXIDADA



FLOGEL®
MATRIZ HEMOSTÁTICA DE GELATINA FLUIDA



SURGI-PVA™
APÓSITOS DE ESPONJA MÉDICAS CON
ALCOHOL POLIVINÍLICO



DENTOSPON®
ESPONJA HEMOSTÁTICA ABSORBIBLE
CON 5% DE PLATA COLOIDAL



HAEMOVET®
HEMOSTÁTICOS ABSORBIBLES PARA USO VETERINARIO

SURGISPON®

ESPONJAS Y POLVO DE
GELATINA HEMOSTÁTICA ABSORBIBLE



Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Absorbe hasta 45 veces su propio peso
- pH neutro, ideal como portador de fármacos.
- Se absorbe completamente en un periodo de hasta 4 semanas.
- Puede usarse seca o humedecida con solución salina estéril.
- No tóxica, no provoca alergias, no genera respuesta inmune ni fiebre.
- Su porosidad uniforme favorece una hemostasia efectiva.
- No deja residuos ni forma cápsulas tras su absorción completa.
- Se puede cortar fácilmente según lo que se necesite en cada caso.
- Muy accesible en costo, ideal para optimizar recursos.
- No necesita condiciones especiales de almacenamiento.

**Disponible en más de 30 tamaños
personalizados y también en
presentación en polvo.**



SURGISPON[®]

TAMPÓN ANAL



CARACTERÍSTICAS

- Disminuye el dolor postoperatorio
- No necesita ser retirado manualmente
- Puede reducir hasta 4 días de hospitalización
- Se expulsa fácilmente durante la primera evacuación intestinal
- Se disuelve rápidamente y se elimina de manera espontánea entre 1 y 2 días
- Eliminación del tampón fácil e indolora
- Cuenta con una abertura para colocar un drenaje de gases
- Ideal para lograr hemostasia después de una cirugía
- Se adhiere eficazmente a la zona de sangrado

TAMAÑO DISPONIBLE

80xØ30 mm



Escanee para obtener
información detallada

SURGISPON®

POLVO CON APLICADOR TIPO FUELLE (USO EN SECO)



Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Detiene el sangrado eficazmente en menos tiempo
- Ideal para superficies amplias e irregulares
- Disminuye notablemente el riesgo de nuevo sangrado
- No deja espacios vacíos entre el coágulo y el tejido
- Mejora la resistencia del coágulo al fortalecer la matriz de fibrina
- Alta capacidad de absorción de sangre
- Indicado para hemorragias capilares, venosas y arteriolares
- No presenta riesgo de encapsulación ni sobredosis
- Compatible con cirugías abiertas y laparoscópicas
- Se puede remover o irrigar fácilmente tras controlar el sangrado

TAMAÑOS DISPONIBLES

1 g, 2 g, 3 g, 5 g
Aplicadores laparoscópicos de
14 cm y 38 cm



SURGISPON®

POLVO EN CONTENEDOR (MASILLA)




Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Fácilmente moldeable según la forma del sitio quirúrgico
- Se puede aplicar en seco o como pasta al mezclar con solución salina
- Usado en esternotomías y craneotomías para controlar sangrado en huesos, cavidades y fisuras
- Ideal para la hemostasia después de la cirugía
- Aplicable con la mano o mediante jeringa en zonas de difícil acceso
- A diferencia de algunas ceras óseas tradicionales, no se asocia con separación/dehiscencia
- Proporciona hemostasia rápida y eficaz en áreas difíciles y hueso esponjoso sangrante

TAMAÑO DISPONIBLE

1 g, 3 g, 5 g



SURGISPON®

LÍNEA DENTAL



Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Puede utilizarse como matriz vehicular junto con medicamentos para la regeneración ósea
- De uso sencillo: fácil de recortar y manipular
- Permite agregar antibióticos para pacientes de alto riesgo
- Disminuye la reabsorción del reborde alveolar
- Ahorra tiempo valioso en cirugía y anestesia
- Se utiliza como soporte para liberar lentamente factores de crecimiento en la cicatrización de los alvéolos
- Favorece la formación de un coágulo sanguíneo estable

TAMAÑOS DISPONIBLES

10x10x10 mm, 12xØ8 mm,
20xØ10 mm, 20x20x07 mm,
1g en polvo tipo bellow, 1g en polvo tipo putty

DENTOSPON®

ESPONJA HEMOSTÁTICA ABSORBIBLE
CON 5% DE PLATA COLOIDAL



Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Reabsorción suave y completa en 4 semanas
- Efecto antimicrobiano prolongado como depósito activo
- Ayuda a estabilizar el coágulo de sangre
- Puede favorecer una cicatrización sin complicaciones
- Es tanto hemostática como bactericida
- La plata coloidal finamente dispersa permite liberar iones de plata de forma continua
- Plata coloidal Ph. Eur. 0,5 mg
- Tratamiento confiable tras extracciones dentales
- Efectiva contra la mayoría de los microorganismos de la cavidad oral, especialmente gramnegativos

TAMAÑOS DISPONIBLES

10x10x10 mm, 14x7x7 mm

Surgi-ORC®

HEMOSTATO DE CELULOSA REGENERADA OXIDADA
ORIGINAL/ESTÁNDAR



Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Tejido fino de celulosa regenerada oxidada
- El tejido fino permite ver el sitio del sangrado
- Absorción completa en un plazo de 7-14 días
- pH<4, proporciona propiedades bactericidas
- Se puede cortar sin deshilacharse
- Alta flexibilidad y adaptabilidad
- Adecuado tanto para cirugías abiertas como MIS
- Malla ligera que cubre tejidos irregulares
- Hemostasia segura con propiedades bactericidas eficaces

TAMAÑOS DISPONIBLES

2x14 pulgadas, 4x8 pulgadas,
2x3 pulgadas, 0.5x2 pulgadas

Surgi-ORC®

HEMOSTATO DE CELULOSA REGENERADA OXIDADA
FIBRILLA



CARACTERÍSTICAS

- Mechones de ORC suave y liviano
- 7 capas de tejido fibriloso
- Alta flexibilidad y conformación a sitios quirúrgicos
- Material en capas blandas que se adapta y se integra con el tejido sangrante
- Las capas livianas pueden separarse para colocarlas con precisión alrededor del sitio de sangrado
- Muy útil para zonas difíciles de alcanzar o con formas irregulares
- Las capas pueden retirarse en la cantidad deseada

TAMAÑOS DISPONIBLES

1x2 pulgadas, 2x4 pulgadas,
4x4 pulgadas



Escanee para obtener
información detallada

Surgi-ORC®

HEMOSTATO DE CELULOSA REGENERADA OXIDADA
NIEVE / NO TEJIDO



Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Diseño no tejido que amplía la superficie de contacto
- Perforado con fibras entrelazadas
- Fácil de usar en procedimientos abiertos y MIS, sin adherirse a los instrumentos
- Logra hemostasia más rápida que la versión original
- Útil para hemorragias leves a moderadas en áreas quirúrgicas específicas o extensas
- Conserva su forma para una mejor adaptación, manipulación y fijación al tejido, especialmente en cirugía laparoscópica

TAMAÑOS DISPONIBLES

1x2 pulgadas, 2x4 pulgadas,
4x4 pulgadas

Surgi-ORC®

HEMOSTATO DE CELULOSA REGENERADA OXIDADA
TEJIDA



Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Tejido más compacto de ORC para sangrado abundante
- Trama suave y flexible, diseñada para sostener suturas
- Ayuda a estabilizar el coágulo de sangre
- Estructura ideal para envolver y suturar tejidos
- Material denso con alta resistencia a la tracción

TAMAÑOS DISPONIBLES

2x3 pulgadas, 3x4 pulgadas,
6x9 pulgadas, 1x1 pulgada, 1x3
pulgadas, 1x3.5 pulgadas



Surgi-ORC®

HEMOSTATO DE CELULOSA REGENERADA OXIDADA
POLVO



Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Hemostático absorbible natural, de origen vegetal
- Detiene más rápido el sangrado constante en superficies amplias
- Forma un coágulo más fuerte y adherente
- Mantiene la hemostasia incluso al irrigar
- El pH bajo brinda un efecto bactericida, aumentando la seguridad del paciente
- Control del sangrado en menos de 1 minuto
- Sin sustancias de origen animal ni aditivos de colágeno
- Uso en cirugías abiertas y laparoscópicas

TAMAÑOS DISPONIBLES

1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g
Aplicadores laparoscópicos de
14 cm y 38 cm



FLOGEL®

MATRIZ HEMOSTÁTICA DE GELATINA FLUIDA



Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para detener hemorragias en espacios pequeños e irregulares, de difícil acceso quirúrgico
- Envuelve el sitio sangrante para controlar el sangrado de forma más rápida
- Viscosidad uniforme desde el inicio hasta el final
- Puede mezclarse con solución salina o trombina
- Flujo constante y controlado para una aplicación precisa
- Se absorbe completamente en un plazo de 4 semanas
- Requiere condiciones de almacenamiento menos exigentes en comparación con otros productos similares

TAMAÑOS DISPONIBLES

5 ml, 6 ml, 8 ml, 10 ml



SURGISPON[®]

LÍNEA ENT



Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Sostiene estructuras vitales del tejido
- Previene adherencias y reduce el edema
- Más firme y denso que los cubos estándar
- Detiene el sangrado de forma rápida y eficaz
- Evita el riesgo de crecimiento tisular y formación de hueso
- No se adhiere al material de empaque, guantes ni instrumentos
- Mantiene separados los tejidos y conserva la humedad
- Se drena antes de la primera cita postoperatoria para evaluar mejor el progreso
- Se elimina sin dolor mediante el flujo mucoso natural

TAMAÑOS DISPONIBLES

80x50x10mm, 10x10x10mm,
10x10x10mm HD, 20x20x07mm,
80x15x07mm, 80xØ07mm,
polvo de 1g & 1g en polvo tipo putty

SURGI-PVA™

TAPONES NASALES



Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Solución efectiva e ideal para el control de fluidos
- Se expande al humedecerse, ayudando a contener secreciones
- Tecnología de espuma con aire: previene el crecimiento bacteriano, reduce infecciones y malos olores
- Suave, con soporte, antiadherente y de baja irritación
- Estructura tridimensional de celdas abiertas que brinda resistencia y suavidad para una remoción sin trauma
- Ofrece presión adecuada en el tratamiento de epistaxis
- Permite respirar cómodamente, reduciendo la incomodidad del paciente

TAMAÑOS DISPONIBLES

Taponamiento Nasal Estándar: 45x20x15 mm, 80x20x15 mm
Taponamiento Nasal Anatómico: 80x30x15 mm
Taponamiento para Epistaxis: 100x25x15 mm
Taponamiento Nasal de Seno: 35x12x6 mm, 35x12x9 mm

SURGISPON®

CUIDADO DE HERIDAS NASALES
Y CUTÁNEAS



Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Hipoalergénico, estéril, natural y seguro
- Detiene el sangrado de manera efectiva
- Suavidad que permite una remoción sin dolor
- Alta capacidad de absorción de sangre y exudados
- Para sangrados nasales y de la piel persistentes causados por lesiones, accidentes o alergias
- Insoluble en agua y totalmente absorbible

TAMAÑO DISPONIBLE

40x10x10 mm

SURGISPON®

TIRA NASAL COMPRIMIDA



CHARACTERISTICS

- Absorbe hasta 45 veces su propio peso
- pH neutro, inerte e ideal como vehículo para fármacos (antibióticos, trombina, etc.)
- Se adapta a la cavidad nasal para una fácil colocación y una mejor visibilidad
- Aumenta la absorción de fluidos para proporcionar un efecto de taponamiento eficaz.
- Se utiliza como hemostático tópico y apósito.
- Sirve como férula/tapón intranasal
- Proporciona soporte y andamiaje para la regeneración de tejidos.
- Ayuda a prevenir adherencias entre el tabique nasal y la cavidad nasal.

TAMAÑO DISPONIBLES

80x15x02mm, 40x10x02mm



Escanee para obtener información detallada

SURGISPON®

PARCHE HEMOSTÁTICO



Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para minimizar el sangrado en el área suturada.
- Mejor retención de suturas, baja trombogenicidad y resistencia a la dilatación aneurismática
- Resistente: no se deshilacha y tiene fuerza multidireccional

TAMAÑOS DISPONIBLES

40x60x05 mm, 70x100x05 mm,
60x120x05 mm, 80x160x05 mm,
120x120x05 mm, 150x200x05 mm,
125x80x05 mm, 250x80x05 mm

SURGISPON® DIAL

PARA CONTROL DE SANGRADO
POST-HEMODIÁLISIS



Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para pacientes post-hemodiálisis para detener el sangrado en el sitio de punción con una ligera presión
- Proporciona una matriz mecánica que promueve la agregación plaquetaria y la coagulación, facilitando la formación de coágulos
- Estructura altamente porosa que absorbe aproximadamente 45 veces su propio peso
- Minimiza el tiempo postoperatorio y promueve una recuperación más rápida a las actividades normales
- Hemostasia rápida y eficaz para sangrados leves a moderados
- No se han reportado efectos secundarios
- No deja residuos ni encapsulación
- Aplicación fácil y extracción indolora
- Puede utilizarse seco o en combinación con medicamentos/antibióticos

TAMAÑOS DISPONIBLES

30x30x10 mm, 20x20x07 mm

CÓMO USAR

Paso 1



Paso 2



Paso 3



Paso 4



SURGI-PVA™

ESPÁTULA OFTÁLMICA



Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Espuma de alcohol polivinílico suave, absorbente y de alta retención
- Delicada con el globo ocular y la córnea; diseñada para limpiar rápidamente la superficie del ojo
- Absorbe fluidos difusos durante procedimientos oftalmológicos
- pH neutro que evita irritaciones en la zona quirúrgica
- No deja microfragmentos después de su uso

TAMAÑO DISPONIBLE

17x8x2 mm

*Cada envoltorio individual contiene
5 piezas estériles.

HAEMOVET®

HEMOSTÁTICOS ABSORBIBLES

(Uso Veterinario)



Escanee para obtener
información detallada

CARACTERÍSTICAS

- Brinda hemostasia rápida, eficaz y sencilla
- Su estructura porosa permite absorber 45 veces su peso en sangre
- Se absorbe biológicamente en un plazo de 4 semanas
- Ahorra tiempo valioso en cirugía y anestesia
- Puede usarse seco o impregnado con solución estéril
- Se puede cortar según el tamaño y forma necesarios

TAMAÑOS DISPONIBLES

10x10x10 mm, 60x20x07 mm
80x50x10 mm, 125x80x10 mm
1/3/5 g de polvo putty
1/2/3/5 g polvo de fuelle
con 5% de plata coloidal -
10x10x10 mm, 14x07x07 mm,
20x20x20 mm





Productos de tamaño personalizado para atender casi todo tipo de cirugías y conveniencia para los cirujanos



Única instalación para la fabricación exclusiva de productos hemostáticos absorbibles, con la mayor producción

Crecimiento anual superior al **30%**



Las soluciones más rentables para la humanidad en su lucha contra las enfermedades

Presencia en más de **100** países a nivel mundial

OFICINA CORPORATIVA

A-504, Swati Trinity, Nr. Shantipura Circle, SP Ring Road,
Ahmedabad, Gujarat-380058, INDIA.

SITIO DE FABRICACIÓN

Aegis Lifesciences Private Limited
215/216, Mahagujarat Industrial Estate, Ahmedabad, Gujarat-382213, India.

+91 9512903131 +91 9512883131

marketing1@aegis-lifesciences.com / aegis.lifesciences@gmail.com



Sitio web



YOUTUBE

AL/CAT/GEN/01/R0 | Date:05/2026

 Spanish

Importante: La selección y el uso del producto deben basarse en la experiencia clínica del cirujano y en los requisitos específicos del sitio quirúrgico. Consulte las Instrucciones de uso (IFU) para obtener información completa sobre instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.