



AEGIS LIFESCIENCES

PROTECTION THROUGH PERFECTION

CE
2460

FDA
REGISTERED FACILITY

ISO
13485

MDSAP
REGISTERED FACILITY

Nous
comptons
quand
l'hémostase
compte




Aegis Lifesciences, fondée en 2008, est l'un des principaux fabricants et exportateurs mondiaux de tous les types majeurs d'hémostatiques. L'entreprise a obtenu plusieurs certifications internationales, **notamment CE 2460, MDSAP et ISO 13485 – Système de management de la qualité. Elle exporte vers plus de 100 pays**, y compris des régions hautement réglementées telles que l'Europe (CE), les États-Unis, le Canada, le Brésil (ANVISA), le Royaume-Uni, la Russie, le Moyen-Orient, etc.

MISSION

Améliorer la vie des patients à travers le monde en développant et en fabriquant des dispositifs médicaux innovants, de haute qualité et rentables.

VISION

Devenir le principal fournisseur mondial de produits et de technologies hémostatiques.





SURGISPON®
ÉPONGES HÉMOSTATIQUES RÉSORBABLES



Surgi-ORC®
HÉMOSTATIQUE À BASE DE
CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE OXYDÉE



FLOGEL®
MATRICE HÉMOSTATIQUE
FLUIDE À BASE DE GÉLATINE



SURGI-PVA™
PANSEMENTS EN ÉPONGE MÉDICALE
D'ALCOOL POLYVINyliQUE



DENTOSPON®
ÉPONGE HÉMOSTATIQUE RÉSORBABLE
AVEC 5 % D'ARGENT COLLOÏDAL



HAEMOVET®
HÉMOSTATIQUES RÉSORBABLES
À USAGE VÉTÉRIINAIRE

SURGISPON®

ÉPONGES ET POUDRE HÉMOSTATIQUES
RÉSORBABLES À BASE DE GÉLATINE



Scannez pour des
informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Absorbe jusqu'à 45 fois son propre poids
- pH neutre, support idéal pour les médicaments
- Entièrement résorbée en l'espace de 4 semaines
- Peut être utilisée sèche ou imprégnée d'une solution saline stérile
- Non toxique, non allergène, non immunogène et non pyrogène
- La porosité uniforme garantit une hémostase favorable
- Aucun résidu et aucune encapsulation après résorption complète
- Facile à découper selon les besoins
- Extrêmement économique
- Aucune condition de stockage particulière requise

**DISPONIBLE EN PLUS DE 30
TAILLES PERSONNALISÉES
ET SOUS FORME DE POUDRE**

SURGISPON[®]

TAMPON ANAL



Scannez pour des informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Réduit la douleur postopératoire
- Aucun retrait manuel nécessaire
- Peut réduire jusqu'à 4 jours d'hospitalisation
- Facilement expulsé lors du premier mouvement intestinal
- Se liquéfie rapidement et est expulsé spontanément en 1 à 2 jours
- Expulsion du tampon indolore et facile
- Munie d'une ouverture permettant l'introduction d'un drain pour les gaz
- Idéal pour l'hémostase postopératoire
- Excellente capacité d'adhérence au site hémorragique

TAILLE DISPONIBLE

80xØ30 mm

SURGISPON®

POUDRE EN SOUFFLET (UTILISATION À SEC)



Scannez pour des informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Arrête le saignement efficacement avec un temps nettement plus rapide
- Pour les surfaces grandes et irrégulières
- Risque de resaignement nettement réduit
- Ne laisse aucun vide entre le matériau du caillot et les surfaces tissulaires
- Assure une meilleure intégrité mécanique du caillot en renforçant la matrice de fibrine à l'intérieur des caillots
- Meilleure capacité d'absorption du sang
- Aucun risque d'encapsulation ni de surdosage
- Pour une utilisation en chirurgie ouverte et laparoscopique
- Peut être facilement retiré ou irrigué une fois l'hémostase obtenue

TAILLES DISPONIBLES

1 g, 2 g, 3 g, 5 g

Applicateurs laparoscopiques de
14 cm et 38 cm



SURGISPON®

POUDRE EN CONTENEUR (FORME MALLÉABLE / PÂTEUSE)




Scannez pour des informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Peut être facilement façonnée selon la forme du site chirurgical
- S'applique à sec sous forme de poudre ou en pâte mélangée avec une solution saline
- Utilisée en sternotomie et en craniotomie pour contrôler les saignements au niveau des os, des cavités et des fissures
- Peut être appliquée manuellement ou à l'aide d'une seringue sur les zones difficiles d'accès
- Ne provoque pas de déhiscence osseuse comme les cires osseuses classiques
- Hémostase rapide et éprouvée pour les zones difficiles d'accès et les os spongieux suintants

TAILLES DISPONIBLES

1 g, 3 g & 5 g



SURGISPON®

GAMME DENTAIRE



Scannez pour des informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Peut être utilisée comme matrice porteuse avec des médicaments dans la régénération osseuse
- Conviviale : facile à tailler et à manipuler
- Permet l'ajout d'antibiotiques pour les patients à haut risque
- Réduction de la résorption de la crête alvéolaire
- Permet d'économiser un temps chirurgical et anesthésique précieux
- Utilisée comme échafaudage pour la libération lente des facteurs de croissance lors de la cicatrisation des alvéoles d'extraction
- Favorise la formation stable du caillot sanguin

TAILLES DISPONIBLES

10x10x10 mm, 12xØ08 mm,
20xØ10 mm & 20x20x07 mm
Poudre 1 g (en soufflet), Poudre
malléable 1 g (pâte)

DENTOSPON®

ÉPONGE DE GÉLATINE ABSORBABLE CONTENANT
5 % D'ARGENT COLLOÏDAL



Scannez pour des
informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Résorption complète et homogène en l'espace de 4 semaines
- Effet antimicrobien prolongé de type dépôt
- Favorise la stabilisation du caillot sanguin
- Cicatrisation sans complication
- Elle est à la fois hémostatique et bactéricide
- L'argent colloïdal finement dispersé offre une surface active
- Argent colloïdal Ph. Eur. 0,5 mg
- Traitement post-extraction fiable
- Efficace contre tous les micro-organismes présents dans la cavité buccale, en particulier contre les organismes à Gram négatif

TAILLES DISPONIBLES

10x10x10 mm, 14x7x7 mm

Surgi-ORC®

HÉMOSTATIQUE EN CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE
OXYDÉE ORIGINAL/STANDARD



Scannez pour des
informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Tissage fin de cellulose régénérée oxydée
- Le tissage transparent permet la visibilité du site hémorragique
- Résorption biologique complète en 7 à 14 jours
- $\text{pH} < 4$, confère des propriétés bactéricides
- Peut être découpée sans s'effiloche
- Grande flexibilité et excellente drapabilité
- Convient aux chirurgies ouvertes et mini-invasives (MIS)
- La structure en maille légère recouvre les tissus irréguliers
- Hémostase sûre avec des propriétés bactéricides efficaces

TAILLES DISPONIBLES

2x14 pouces, 4x8 pouces,
2x3 pouces, 0.5x2 pouces

Surgi-ORC®

HÉMOSTATIQUE EN CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE
OXYDÉE FIBRIL



Scannez pour des informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Touffes de cellulose régénérée oxydée (ORC) souples et légères
- 7 couches de tissu fibrilleux
- Offre une grande flexibilité et une excellente conformabilité aux sites chirurgicaux
- Matériau souple et stratifié qui s'adapte et se "fond" dans le tissu hémorragique
- Les couches légères peuvent être séparées pour un positionnement précis autour du site hémorragique
- Pratique pour les zones difficiles d'accès ou les sites hémorragiques de forme irrégulière
- Les couches peuvent être "pelées" en quantité souhaitée

TAILLES DISPONIBLES

1x2 pouces, 2x4 pouces,
4x4 pouces

Surgi-ORC®

HÉMOSTATIQUE EN CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE
OXYDÉE NON-WOVEN/SNOW



Scannez pour des
informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- La conception non tissée augmente la surface de contact
- Aiguilletée avec des fibres entrelacées
- Utilisation facile en chirurgie ouverte et mini-invasive sans adhérence aux instruments
- Hémostase plus rapide que la variante originale
- Saignement minimal à léger provenant de zones chirurgicales spécifiques ou étendues
- Conserve sa forme pour offrir une bonne conformabilité, une manipulation aisée et une excellente adhérence aux tissus, en particulier en chirurgie laparoscopique

TAILLES DISPONIBLES

1x2 pouces, 2x4 pouces,
4x4 pouces

Surgi-ORC®

HÉMOSTATIQUE EN CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE
OXYDÉE KNIT



Scannez pour des
informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Tissage plus dense de cellulose régénérée oxydée (ORC) pour les saignements abondants
- Tissage souple et flexible conçu pour maintenir une suture
- Favorise la stabilisation du caillot sanguin
- Structure en maillage idéale lorsque l'emballage ou la suture est nécessaire
- Le matériau ORC dense offre une résistance à la traction élevée

TAILLES DISPONIBLES

2x3 pouces, 3x4 pouces,
6x9 pouces, 1x1 pouces,
1x3 pouces, 1x3.5 pouces

Surgi-ORC®

HÉMOSTATIQUE EN CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE
OXYDÉE POWDER



Scannez pour des
informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Hémostatique résorbable naturel à base de plantes
- Composition à deux granulométries : « particules fines » et « particules grossières »
- Arrêt plus rapide du suintement continu sur de larges surfaces
- Forme un caillot plus adhérent et plus durable
- Maintient l'hémostase même sous irrigation
- Le pH bas confère un effet bactéricide, améliorant ainsi la sécurité du patient
- Obtient l'hémostase en moins d'une minute
- Exempt de substances d'origine animale ou d'additifs au collagène
- Pour une utilisation en chirurgie ouverte et laparoscopique



TAILLES DISPONIBLES

1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g
Applicateurs laparoscopiques
de 14 cm et 38 cm



FLOGEL®

KIT DE MATRICE HÉMOSTATIQUE À BASE DE
GÉLATINE FLUIDE



Scannez pour des
informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Pour arrêter le saignement dans les espaces étroits et irréguliers, sur les sites chirurgicaux difficiles d'accès
- Enveloppe le site hémorragique pour arrêter le saignement plus rapidement
- Maintient une viscosité uniforme du début à la fin
- Peut être mélangé avec une solution saline ou de la thrombine
- Peut être utilisé jusqu'à 8 heures après avoir été mélangé à la solution saline stérile ou à la thrombine
- Fluidité uniforme et constante pour une performance précise
- Entièrement résorbé en 4 semaines
- Exigences de stockage moins strictes que celles de la concurrence

TAILLES DISPONIBLES

5 mL, 6 mL,
8 mL & 10 mL



SURGISPON®

GAMME ORL



Scannez pour des informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Soutient les structures tissulaires vitales
- Préviens les adhérences et minimise l'œdème
- Ferme, de densité supérieure à celle des cubes standards
- Arrête le saignement plus rapidement et plus efficacement
- Évite le risque d'invasion tissulaire et de formation osseuse
- Anti-adhérence au matériel de tamponnement, aux gants et aux instruments
- Sépare les tissus et maintient l'humidité
- Se draine avant le premier rendez-vous postopératoire pour une évaluation claire de la progression
- Élimination indolore par le flux muqueux naturel

TAILLES DISPONIBLES

80x50x10 mm, 10x10x10 mm,
10x10x10 mm HD, 20x20x07 mm,
80x15x07 mm, 80xØ07 mm,
Poudre 1 g (en soufflet), Poudre
malléable 1 g (pâte)

SURGI-PVA™

TAMPONS NASAUX



Scannez pour des informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Solution efficace et idéale pour faciliter la gestion des fluides
- Se dilate au contact de l'humidité pour faciliter la gestion des fluides
- La technologie à mousse d'air empêche la prolifération bactérienne, réduit les infections et diminue les odeurs
- Souple, supportif, anti-adhérent et faiblement irritant
- Structure tridimensionnelle à cellules ouvertes interconnectées, conférant à l'éponge à la fois résistance et souplesse pour un retrait atraumatique
- Exerce une pression optimale lors du traitement des épistaxis
- Voie respiratoire perméable, réduisant efficacement l'inconfort du patient
- Disponible avec filetage et/ou tube respiratoire

TAILLES DISPONIBLES

Tampon nasal standard – 45x20x15 mm, 80x20x15 mm
 Tampon nasal anatomique – 80x30x15 mm
 Tampon nasal pour épistaxis – 100x25x15 mm
 Tampon nasal pour sinus – 35x12x6 mm et 35x12x9 mm

SURGISPON®

SOINS DES PLAIES NASALES / CUTANÉES



Scannez pour des
informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Hypoallergénique, stérile, naturel et sûr
- Arrête le saignement efficacement
- Sa douceur permet un retrait indolore
- Forte capacité d'absorption du sang et de l'exsudat
- pH neutre – support idéal pour les antibiotiques et autres médicaments
- Pour les saignements nasaux et cutanés persistants résultant de blessures, d'accidents, d'allergies, etc.
- Insoluble dans l'eau et entièrement résorbable

TAILLES DISPONIBLES

40x10x10 mm

SURGISPON[®]

BANDELETTE NASALE COMPRIMÉE




Scannez pour des informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Absorbe jusqu'à 45 fois son propre poids
- pH neutre, inerte et support idéal pour les médicaments (antibiotiques, thrombine, etc.)
- S'adapte à la cavité nasale pour une mise en place facile et une meilleure visibilité
- Se dilate lors de l'absorption de liquide pour offrir un effet de tamponnement efficace
- Utilisé comme hémostatique topique et pansement
- Fournit un soutien et une structure pour la régénération tissulaire
- Aide à prévenir les adhérences entre la cloison nasale et la cavité nasale
- Sert d'attelle ou de tampon intranasal

TAILLES DISPONIBLES

80x15x02 mm, 40x10x02 mm



SURGISPON®

PATCH HÉMOSTATIQUE



Scannez pour des informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour minimiser le saignement dans la zone suturée
- Meilleure rétention des sutures, faible thrombogénicité et résistance à la dilatation anévrysmale
- Durable : ne s'effiloche pas et présente une résistance multidirectionnelle
- Facilité de manipulation : peut être facilement découpé à la taille souhaitée et adapté à l'anatomie cardiovasculaire.
- Compatible avec les antibiotiques grâce à son pH neutre.
- Disponible sous forme de pâte en poudre pour contrôler les saignements de l'os spongieux.

TAILLES DISPONIBLES

40x60x05 mm, 70x100x05 mm,
60x120x05 mm, 80x160x05 mm
120x120x05 mm, 150x200x05 mm,
125x80x05 mm, 250x80x05 mm

SURGISPON® DIAL

POUR LE CONTRÔLE DES SAIGNEMENTS
POST-HÉMODIALYSE



Scannez pour des
informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour les patients post-hémodialyse afin d'arrêter le saignement au point de ponction avec une légère pression
- Fournit une matrice mécanique favorisant l'agrégation plaquettaire et la coagulation, facilitant ainsi la formation du caillot
- Sa structure hautement poreuse absorbe jusqu'à 45 fois son poids.
- Une hémostase rapide et efficace, réduisant au minimum le temps de récupération
- Aucun effet secondaire signalé
- Ne laisse aucun résidu ni encapsulation après utilisation
- Application facile et retrait indolore
- Peut être utilisé à sec et en combinaison avec des médicaments ou des antibiotiques

TAILLES DISPONIBLES

30x30x10 mm, 20x20x07 mm

MODE D'EMPLOI

Étape : 1



Étape : 2



Étape : 3



Étape : 4



SURGI-PVA™

ÉCOUVILLON OCULAIRE



Scannez pour des
informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué à partir d'une éponge unique en alcool polyvinylique (PVA), très absorbante, douce et offrant une grande capacité de rétention
- Biocompatible, propre, non pelucheux et sans fibres
- Fabriqué selon la technologie Air Foam
- Insensible à la prolifération bactérienne
- Excellente résistance à la traction
- Une poignée élargie et ergonomique offre un meilleur contrôle
- Absorption rapide et contrôle des fluides
- Absorbe plus de 8 fois son poids à l'état sec
- Le matériau non pelucheux garantit un champ opératoire propre

TAILLES DISPONIBLES

17x8x2 mm

Chaque emballage individuel contient
5 pièces stériles

HAEMOVET®

HÉMOSTATIQUES RÉSORBABLES
À USAGE VÉTÉRIINAIRE



Scannez pour des
informations détaillées

CARACTÉRISTIQUES

- Assure une hémostase efficace, rapide et simple
- Sa porosité lui permet d'absorber 45 fois
- Résorbé biologiquement en l'espace de 4 semaines
- Permet d'économiser un temps chirurgical et anesthésique précieux
- Utilisé à sec ou imprégné de solution stérile
- Peut être découpé à la taille et à la forme souhaitées
- Permet d'obtenir un champ opératoire sec et bien visible
- Réduit le temps de récupération du patient

TAILLES DISPONIBLES

10x10x10 mm, 60x20x07 mm,
80x50x10 mm, 125x80x10 mm,
1/3/5 g – Poudre en mastic,
1/2/3/5 g - Poudre en soufflet,
Avec de l'argent colloïdal à,
5 % - 10x10x10 mm, 14x07x07 mm,
20x20x20 mm





Des produits de tailles personnalisées adaptés à presque tous les types de chirurgies, offrant un confort optimal aux chirurgiens



La seule installation au monde exclusivement dédiée à la fabrication de produits hémostatiques résorbables, avec la plus grande capacité de production

30%+

Croissance annuelle de plus de 30 %



Les solutions les plus rentables pour une humanité souffrante

100+

Présence dans plus de 100 pays à travers le monde

BUREAU PRINCIPAL

A-504, Swati Trinity, Nr. Shantipura Circle, SP Ring Road,
Ahmedabad, Gujarat-380058, INDIA.

SITE DE FABRICATION

Aegis Lifesciences Private Limited
215/216, Mahagujarat Industrial Estate, Ahmedabad, Gujarat-382213, India.

☎ +91 9512903131 📞 +91 9512883131

✉ marketing1@aegis-lifesciences.com / aegis.lifesciences@gmail.com



SITE WEB



YOUTUBE

AL/CAT/GEN/01/R1 | Date:08/2026

Important : Le choix et l'utilisation du produit doivent reposer sur l'expertise clinique du chirurgien et les exigences spécifiques du site opératoire. Veuillez consulter la notice d'utilisation pour obtenir des informations complètes sur les instructions, les contre-indications, les mises en garde et les précautions d'emploi.